



Baby Tape PLUS™

Hydrocolloid Endotracheal Tube, NG/OG, and Cannula Holder For Infants

Contents: 2 UNITS

REF 25390





LOT



② — Disposable —
Single Patient Use Only
DO NOT REUSE

Not Made With
Natural Rubber Latex

CAUTION: Federal law
restricts this device to sale by
or on order of a physician.




Manufactured for:
B&B Medical Technologies
1954 Kellogg Ave. Ste 100
Carlsbad, CA 92008 U.S.A
Phone: +1.760.929.9972
Fax: +1.760.929.9953
www.bandb-medical.com

EC REP **EU Representative:**
Scanlan Group B.V.
Postbus 75664
1118 ZS Schiphol Triport
The Netherlands
Phone: 31(0) 20-653-0553
Fax: 31(0) 20-653-3053

Made in USA
Assembled in Mexico
Form S539U Rev 1.0

Package Includes:

2 each Baby Tape, 2 each Strips of NG, OG and Cannula Security Tape



Baby Tape PLUS™

Infant Endotracheal Tube Holder and NG & OG Tube Security



**READ AND UNDERSTAND COMPLETE
INSTRUCTIONS PRIOR TO USE**

1. Clean Infant's skin and dry. Skin prep pads may be applied to clean and prep the application area and the endotracheal tube. Fan dry for 20 seconds.
2. Peel the Baby Tape Plus from the card (See Figure 1). Align the center of the small tabs directly above the endotracheal tube (See Figure 2).
3. Secure the Baby Tape Plus by starting under the nose, gently pressing the large wings to the infant's upper lip and cheeks in an outward direction. Apply gentle pressure with warm hands to the upper lip and cheeks to initiate adhesion. Hold in place for 30-45 seconds.
4. Wrap the short tab counter clockwise around the endotracheal tube (See Figure 2).
5. Wrap the long tab clockwise around the endotracheal tube, overlapping the first short tab (see Figure 3). Make a small release tab at the end of the long tab to ease removal by folding over the edge (See Figure 4).
6. The Baby Tape Plus can be trimmed to fit the baby's cheeks (See Figure 5).
7. Periodically inspect the Baby Tape Plus. Replace every 48 hours or more frequent if soiled or the adhesion is compromised.
8. The center strips of Baby Tape Plus may be used to secure NG, OG and nasal cannula's to the infant (See Figure 6). Trim the strip to fit the tube. Place the tape on clean, dry skin and adhere the tube.

Spanish, German, French on reverse side

Caution:

Do not use water based skin prep to clean the skin prior to application. Moisture, oils or lotions may adversely affect the adhesion of the Baby Tape Plus. Discontinue immediately if skin irritation occurs. Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to the manufacturer and competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established

CAUTION: Federal (USA) law restricts this device to sale on or by a physician or other licensed practitioner. Single Patient use only. Disposable. Not Sterile. DO NOT REUSE.

LEA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS ANTES DE USAR:

1. Limpiar la piel del bebé y secarla. Se pueden aplicar almohadillas de preparación de la piel para limpiar y preparar el área de aplicación y el tubo endotraqueal. Seque con ventilador durante 20 segundos.

2. Retire Baby Tape Plus de la tarjeta (consulte la Figura 1). Alinee el centro de las pestañas pequeñas directamente encima del tubo endotraqueal (consulte la Figura 2).

3. Asegure Baby Tape Plus comenzando debajo de la nariz, presionando suavemente las alas grandes hacia el labio superior y las mejillas del bebé en dirección hacia afuera. Aplique una presión suave con manos cálidas en el labio superior y las mejillas para iniciar la adhesión. Manténgalo en su lugar durante 30-45 segundos.

4. Envuelva la lengüeta corta en el sentido contrario a las agujas del reloj alrededor del tubo endotraqueal (consulte la Figura 2).

5. Envuelva la pestaña larga en el sentido de las agujas del reloj alrededor del tubo endotraqueal, superponiendo la primera pestaña corta (consulte la Figura 3). Haga una pequeña pestaña de liberación al final de la pestaña larga para facilitar la extracción doblando sobre el borde (consulte la Figura 4).

6. Baby Tape Plus se puede recortar para que se ajuste a las mejillas del bebé (consulte la Figura 5).

7. Inspeccione periódicamente Baby Tape Plus. Reemplace cada 48 horas o con más frecuencia si está sucio o la adherencia está comprometida.

8. Las tiras centrales de Baby Tape Plus pueden usarse para asegurar NG, OG y la cánula nasal al bebé (Ver Figura 6). Recorte la tira para que encaje en el tubo. Coloque la cinta sobre la piel limpia y seca y adhiera el tubo.

Precaución:

No use un preparado para la piel a base de agua para limpiarla piel antes de la aplicación. La humedad, los aceites o las lociones pueden afectar negativamente la adherencia de Baby Tape Plus. Suspended inmediatamente si se produce irritación de la piel.

VOR VERWENDUNG DIE ANWEISUNGEN VOLLSTÄNDIG DURCHLESEN:

1. Reinigen Sie die Haut des Säuglings und trocknen Sie sie. Hautvorbereitungspads können zur Reinigung und Vorbereitung des Applikationsbereichs und des Endotrachealtubus verwendet werden. 20 Sekunden lufttrocknen.

2. Ziehen Sie das Baby Tape Plus von der Karte ab (siehe Abbildung 1). Richten Sie die Mitte der kleinen Laschen direkt über dem Endotrachealtubus aus (siehe Abbildung 2).

3. Befestigen Sie das Baby Tape Plus, indem Sie unter der Nase beginnen und die großen Flügel vorsichtig nach außen an die Oberlippe und Wangen des Säuglings drücken. Mit warmen Händen sanft auf Oberlippe und Wangen drücken, um die Haftung zu initiieren. 30-45 Sekunden an Ort und Stelle halten.

4. Wickeln Sie die kurze Lasche gegen den Uhrzeigersinn um den Endotrachealtubus (siehe Abbildung 2).

5. Wickeln Sie die lange Lasche im Uhrzeigersinn um den Endotrachealtubus, so dass sie die erste kurze Lasche überlappt (siehe Abbildung 3). Machen Sie am Ende der langen Lasche eine kleine Entriegelungslasche, um das Entfernen zu erleichtern, indem Sie die Kante umklappen (siehe Abbildung 4).

6. Das Baby Tape Plus kann auf die Wangen des Babys zugeschnitten werden (siehe Abbildung 5).

7. Überprüfen Sie das Baby Tape Plus regelmäßig. Ersetzen Sie alle 48 Stunden oder häufiger, wenn verschmutzt oder die Haftung beeinträchtigt ist.

8. Die Mittelstreifen des Baby Tape Plus können verwendet werden, um die NG-, OG- und Nasenkanüle am Säugling zu befestigen (siehe Abbildung 6). Schneiden Sie den Streifen so zu, dass er in das Rohr passt. Legen Sie das Klebeband auf saubere, trockene Haut und kleben Sie das Röhrchen fest.

Vorsicht:

Verwenden Sie kein Hautpräparat auf Wasserbasis, um die Haut vor der Anwendung zu reinigen. Feuchtigkeit, Öle oder Lotionen können die Haftung des Baby Tape Plus beeinträchtigen. Bei Hautreizung sofort absetzen.

LISEZ LES INSTRUCTIONS COMPLÈTES AVANT UTILISATION:

1. Nettoyez la peau du nourrisson et séchez-la. Des tampons de préparation de la peau peuvent être appliqués pour nettoyer et préparer la zone d'application et le tube endotrachéal. Sécher au ventilateur pendant 20 secondes.

2. Décollez le Baby Tape Plus de la carte (voir Figure 1). Alignez le centre des petites languettes directement au-dessus du tube endotrachéal (Voir Figure 2).

3. Fixez le Baby Tape Plus en commençant sous le nez, en appuyant doucement les grandes ailes sur la lèvre supérieure et les joues du nourrisson vers l'extérieur. Appliquez une légère pression avec des mains chaudes sur la lèvre supérieure et les joues pour initier l'adhérence. Tenir en place pendant 30-45 secondes.

4. Enroulez la languette courte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de la sonde endotrachéale (voir Figure 2).

5. Enroulez la languette longue dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la sonde endotrachéale, en chevauchant la première languette courte (voir Figure 3). Faites une petite languette de dégagement à l'extrémité de la longue languette pour faciliter le retrait en repliant le bord (voir la figure 4).

6. Le Baby Tape Plus peut être coupé pour s'adapter aux joues du bébé (Voir Figure 5).

7. Inspectez périodiquement le Baby Tape Plus. Remplacez toutes les 48 heures ou plus fréquemment si souillé ou si l'adhérence est compromise.

8. Les bandes centrales de Baby Tape Plus peuvent être utilisées pour fixer les canules NG, OG et nasales au nourrisson (voir Figure 6). Coupez la bande pour s'adapter au tube. Placer le ruban sur une peau propre et sèche et coller le tube.

Mise en garde:

N'utilisez pas de préparation pour la peau à base d'eau pour nettoyer la peau avant l'application. L'humidité, les huiles ou les lotions peuvent nuire à l'adhérence du Baby Tape Plus. Arrêtez immédiatement si une irritation de la peau se produit.