

Manometer

(en)

Single-Patient-Use

Disposable Airway Pressure Manometer

INDICATIONS FOR USE:


The intended use of the Disposable Manometer is to provide a method to monitor airway pressure.

ACCESSORIES:


Mercury Medical In-Line Pressure Manometer Adapter (left or right)
 Mercury Medical Pressure Manometer Stand and Tubing

WARNINGS:

- Do not connect to pressure sources exceeding the limits of the manometer.
- The use of the in-line adapters will increase airway dead space and their use is not recommended if the manometer can be connected directly to a built in manometer port.



- When using the in-line adapter on resuscitators without built in manometer ports, the Mercury Medical Pressure Manometer must be placed between the patient valve and the patient.



- Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

CAUTIONS:

- Single use only. Do not sterilize or re-use to reduce the risk of possible transmission of infection.
- During use, the patient's condition must be continuously monitored.
- Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.
- Reuse of this device may pose a risk of cross-contamination and the device may not perform as intended.

Specifications:

Range:	0-60 cm H ₂ O (83-200-0103 & 83-200-0139) 0-40 cm H ₂ O (83-200-0315) 0-25 cm H ₂ O (83-200-0428)
Variance:	±3 cm H ₂ O up to 15 cm H ₂ O ±5 cm H ₂ O over 15 cm H ₂ O
Port Size:	4,25 mm nominal
Weight:	10 grams nominal
MR Conditional:	Static magnetic field of 3.0 Tesla or less Spatial Gradient of 3000 gauss/cm or less



Made in Malaysia 2/2020 #83-900-0064 Patent # US 8,522,618 B1 Rev. 7

Manometer

(da)

Beregnet til brug på en enkelt patient

Engangs luftvejstryk manometer

INDICATIONER :


Den tilsigtede anvendelse af engangsmanometeret er at give en metode der kan overvåge luftvejstrykket.

TILBEHØR:


Mercury Medicinsk in-line tryk Manometer Adapter (venstre eller højre)
 Mercury Medicinsk tryk Manometer Stativ og rør

ADVARSLER:

- Tilslut ikke trykkilder, der vil overskride grænserne for manometeret.
- Brugen af in-line adaptere vil øge luftvejens tomrum, og brugen anbefales ikke, hvis manometeret kan tilsluttes direkte til en indbygget manometerport.



- Når du bruger in-line adapter på resuscitatorer uden indbyggede manometerporte, skal Mercury Medicinsk Tryk Manometeret placeres mellem patientventilen og patienten.



- Enhver alvorlig hændelse, der finder sted i forbindelse med enheden, skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og / eller patienten er behandlet.

FORSIGTIG:

- Kun til engangsbrug. Steriliser ikke eller genbrug dem, da dette vil øge risikoen for mulig smitteoverførsel.
- Under brug skal patientens tilstand være under overvågning.
- Federal (USA) lov begrænser denne enhed til salg af eller efter bestilling fra en læge.
- Genbrug af denne enhed kan medføre en risiko for krydskontaminering, og enheden fungerer så måske ikke efter hensigten.

Specifikationer:

Rækkevidde:	0-60 cm H ₂ O (83-200-0103 & 83-200-0139) 0-40 cm H ₂ O (83-200-0315) 0-25 cm H ₂ O (83-200-0428)
Varians:	±3 cm H ₂ O op til 15 cm H ₂ O ±5 cm H ₂ O over 15 cm H ₂ O
Port Størrelse:	4,25 mm nominal
Vægt:	10 gram nominal
MR betinget:	Statisk magnetfelt på 3,0 Tesla eller mindre Rumlige gradient på 3000 gauss / cm eller mindre



Produceret i Malaysia 2/2020 #83-900-0064 Patent # US 8,522,618 B1 Rev. 7

Manometer

(nl)

Voor gebruik bij één patiënt

Wegwerpluchtwegdrukmanometer

GEBRUIKSINDICATIES:


De wegwerpmanometer is bedoeld voor gebruik als een controlemethode van de luchtwegdruk.

ACCESSOIRES:


Mercury Medical in-lijn drukmanometeradapter (links of rechts)
 Mercury Medical drukmanometerstand en -slang

WAARSCHUWINGEN:

- Niet op drukbronnen aansluiten die de manometerlimieten overschrijden.
- Het gebruik van in-lijn adapters verhoogt de "dode ruimte" in de luchtwegen, en wordt niet aanbevolen wanneer de manometer rechtstreeks op een ingebouwde manometerpoort kan worden aangesloten.



- Bij gebruik van de in-lijn adapter bij reanimatieapparaten zonder ingebouwde manometerpoorten moet de Mercury Medical-drukmanometer tussen het patiëntventiel en de patiënt worden geplaatst.



- Elk ernstig incident dat zich in verband met het hulpmiddel heeft voorgedaan, moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

VOORZORGSMAATREGELEN:

- Uitsluitend voor eenmalig gebruik. Niet steriliseren of opnieuw gebruiken om het risico op mogelijke transmissie of infectie te verlagen.
- De conditie van de patiënt moet tijdens het gebruik ononderbroken gecontroleerd worden.
- Federale (Amerikaanse) wetgeving beperkt dit apparaat tot verkoop aan, of op voorschrift van een arts.
- Bij hergebruik van dit hulpmiddel bestaat het gevaar van kruisbesmetting en bestaat de kans dat het hulpmiddel niet goed werkt.

Specificaties:

Bereik:	0-60 cm H ₂ O (83-200-0103 en 83-200-0139) 0-40 cm H ₂ O (83-200-0315) 0-25 cm H ₂ O (83-200-0428)
Afwijking:	±3 cm H ₂ O t/m 15 cm H ₂ O ±5 cm H ₂ O over 15 cm H ₂ O
Poortafmeting:	4,25 mm nominaal
Gewicht:	10 gram nominaal
Voorwaarde voor MR:	Statisch magnetisch veld van 3,0 Tesla of minder Spatieële gradiënt van 3000 gauss/cm of minder



Gemaakt in Maleisië 2/2020 Nr. 83-900-0064 Rev. 7

Manomètre

(fr)

Usage unique

Manomètre de pression des voies aériennes jetable

INDICATIONS D'UTILISATION :


Le manomètre jetable est prévu pour fournir une méthode de contrôle de la pression des voies aériennes.

ACCESSOIRES :


Adaptateur en ligne de manomètre de pression Mercury Medical (gauche ou droite)
 Pied et tubulure pour manomètre de pression Mercury Medical

AVERTISSEMENTS :

- Ne pas raccorder à des sources de pression dépassant les limites du manomètre.
- L'utilisation des adaptateurs en ligne augmente l'espace mort dans les voies aériennes et leur utilisation n'est pas recommandée si le manomètre peut être raccordé directement à un port de manomètre intégré.



- Lors de l'utilisation de l'adaptateur en ligne avec les réanimateurs sans port de manomètre intégré, le manomètre de pression Mercury Medical doit être placé entre la valve du patient et le patient.



- Tout incident grave apparu en rapport avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouve l'utilisateur et/ou le patient.

PRÉCAUTIONS :

- Usage unique. Ne pas stériliser ni réutiliser afin de réduire le risque de transmission d'infection possible.
- Pendant l'utilisation, la condition du patient doit être constamment surveillée.
- Conformément aux lois fédérales américaines, cet appareil ne peut être vendu que par un médecin ou sur ordonnance d'un médecin.
- La réutilisation de cet appareil peut provoquer le risque d'une contamination croisée, et l'appareil ne pourrait plus fonctionner comme prévu.

Spécifications :

Plage :	0-60 cm H ₂ O (83-200-0103 et 83-200-0139) 0-40 cm H ₂ O (83-200-0315) 0-25 cm H ₂ O (83-200-0428)
Variance :	± 3 cm H ₂ O à 15 cm H ₂ O ±5 cm H ₂ O über 15 cm H ₂ O
Taille du port :	4,25 mm nominal
Poids :	10 g nominal
Résonance magnétique conditionnelle:	Champ magnétique statique de 3,0 Tesla ou moins. Gradient spatial de 3000 gauss/cm ou moins



Produit en Malaisie 2/2020 83-900-0064 Rev. 7

Manometer

(de)

Zur Verwendung an einem Patienten

Einweg-Atemwegsdruck-Messgerät

INDIKATIONEN ZUM GEBRAUCH:


Das Einweg-Druckmessgerät ist zur Überwachung des Atemwegsdrucks vorgesehen.

ZUBEHÖR:


Mercury Medical Inline-Druckmessgerätadapter (links oder rechts)
 Mercury Medical Druckmessgerätständer und Schläuche

WARNHINWEISE:

- Nicht an Druckquellen anschließen, die die Grenzen des Druckmessgeräts überschreiten.
- Die Verwendung der Inline-Adapter vergrößert den Totraum der Atemwege; daher wird von ihrer Verwendung abgeraten, wenn das Druckmessgerät direkt an einen eingebauten Druckmesseranschluss angeschlossen werden kann.



- Werden Inline-Adapter an Beatmungsgeräten ohne integrierte Druckmessgerätanschlüsse verwendet, muss das Mercury Medical Druckmessgerät zwischen Patiententventil und Patient platziert werden.



- Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist, gemeldet werden.

VORSICHTSHINWEISE:

- Nur zur einmaligen Verwendung bestimmt. Nicht sterilisieren oder wieder verwenden, um das Risiko einer Infektionsübertragung zu reduzieren.
- Während des Gebrauchs den Zustand des Patienten ständig überwachen.
- Laut US-amerikanischem Gesetz darf dieses Gerät nur von Ärzten oder auf deren Verordnung verkauft werden.
- Die Wiederverwendung dieses Geräts kann die Gefahr einer Kreuzkontamination mit sich bringen und das Gerät kann nicht wie vorgesehen funktionieren.

Technische Daten:

Bereich:	0-60 cm H ₂ O (83-200-0103 u. 83-200-0139) 0-40 cm H ₂ O (83-200-0315) 0-25 cm H ₂ O (83-200-0428)
Abweichung:	±3 cm H ₂ O bis 15 cm H ₂ O ±5 cm H ₂ O über 15 cm H ₂ O
Anschlussgröße:	4,25 mm nominal
Gewicht:	10 g nominal
Bedingt MRT-tauglich:	Statisches Magnetfeld von max. 3,0 Tesla Räumlicher Gradient von 3000 Gauß/cm oder weniger



Hergestellt in Malaysia 2/2020 Nr. 83-900-0064 Patentnr. US 8.522.618 B1 Rev. 7

Μανόμετρο

(el)

Χρήση για έναν μόνο ασθενή

Μανόμετρο Πίεσης Αεραγωγίων Μίας Χρήσης

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ:


Η προβλεπόμενη χρήση του μανόμετρου μιας χρήσης είναι η παροχή μεθόδου για την παρακολούθηση της πίεσης των αεραγωγίων.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:


Mercury Medical, Το Μανόμετρο πίεσης διαθέτει αντάππορα In-Line (δεξιά ή αριστερό)
 Mercury Medical Βάση και Σωλήνωση Μανόμετρου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- Μην συνδέετε με πηγές πίεσης που υπερβαίνουν τα όρια του μανόμετρου.
- Η χρήση των αντάππορων In-Line θα αυξήσει το νεκρό χώρο των αεραγωγίων και η χρήση τους δεν συνιστάται αν το μανόμετρο μπορεί να συνδεθεί απευθείας σε μια ενσωματωμένη θύρα του μανόμετρου.



- Όταν χρησιμοποιείτε τον αντάππορα In-Line σε συσκευές ανάνηψης χωρίς ενσωματωμένες θύρες μανόμετρου, το Μανόμετρο Πίεσης Mercury Medical πρέπει να τοποθετηθεί μεταξύ της βαλβίδας του ασθενούς και του ασθενούς.



- Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό έχει συμβεί σε σχέση με τη συσκευή πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή / και ο ασθενής.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Για μία χρήση μόνο. Μην αποστειρώνετε ή επαναχρησιμοποιείτε για να μειώσετε τον κίνδυνο πιθανής μετάδοσης λοίμωξης.
- Κατά τη χρήση, η κατάσταση του ασθενούς πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς.
- Ο Ομοσπονδιακός νόμος (ΗΠΑ) περιορίζει αυτή τη συσκευή για πώληση από ή με εντολή ενός γιατρού.
- Η επαναχρησιμοποίηση αυτής της συσκευής μπορεί να ενέχει τον κίνδυνο διασταυρούμενης επιμόλυνσης και η συσκευή ενδέχεται να μη λειτουργεί όπως προβλέπεται.

Προδιαγραφές:

Εύρος:	0-60 cm H ₂ O (83-200-0103 & 83-200-0139) 0-40 cm H ₂ O (83-200-0315) 0-25 cm H ₂ O (83-200-0428)
Отклонение:	±3 cm H ₂ O έως 15 cm H ₂ O ±5 cm H ₂ O πάνω από 15 cm H ₂ O
Μέγεθος Θύρας:	4,25 mm ονομαστική
Βάρος:	10 g ονομαστική
Μαγνητικός Συντονισμός Υπό όρους:	Στατικό μαγνητικό πεδίο 3,0 Tesla ή λιγότερο Χωρική Κλίση 3000 gauss / cm ή λιγότερο



Μέγεθος Θύρας: 2/2020 #83-900-0064 Patentnr. US 8.522.618 B1 Rev. 7

Manometro

(it)

Per uso su un singolo paziente

Manometro monouso per la misura della pressione nelle vie respiratorie

ISTRUZIONI PER L'USO


Il manometro monouso è destinato al monitoraggio della pressione nelle vie respiratorie.

ACCESSORI


Adattatore in linea (sinistro o destro) per il manometro Mercury Medical
Supporto e tubo del manometro Mercury Medical

AVVISI

1. Non collegare a sorgenti di pressione superiori ai limiti del manometro.
2. L'uso di adattatori in linea aumenta lo spazio morto anatomico delle vie respiratorie; se ne sconsiglia l'uso quando il manometro può essere collegato direttamente a un'apposita presa incorporata.



3. Quando si utilizza l'adattatore in linea su ventilatori polmonari senza prese incorporate per manometro, il manometro Mercury Medical deve essere posto tra la valvola di espirazione e il paziente.



4. Ogni grave incidente avvenuto in relazione al dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l'utilizzatore e/o il paziente.

CAUTIONS:

1. Solo monouso. Non sterilizzare o riutilizzare per ridurre il rischio di possibile trasmissione di infezioni.
2. Monitorare continuamente le condizioni del paziente durante l'uso.
3. La legge federale (USA) permette la vendita di questo dispositivo solamente ai medici o su ordine di un medico.
4. Il riutilizzo di questo dispositivo può comportare il rischio di contaminazione crociata e la possibilità di malfunzionamento dello stesso.

Specifiche:

Campo:	0-60 cm H ₂ O (83-200-0103 & 83-200-0139) 0-40 cm H ₂ O (83-200-0315) 0-25 cm H ₂ O (83-200-0428)
Variazione:	±3 cm H ₂ O fino a 15 cm H ₂ O ±5 cm H ₂ O oltre 15 cm H ₂ O
Dimensione apertura:	4,25 mm nominale
Peso:	10 g nominali
Compatibilità RM:	Campo magnetico statico non superiore a 3,0 Tesla Gradiente spaziale non superiore a 3000 gauss/cm



Fatto in Malaysia 2/2020 n. 83-900-0064 Rev. 7

Manometer

(no)

Bare til engangsbruk (til en pasient)

Luftveismanometer til engangsbruk

BRUKSANVISNINGER:


Den tiltenkte anvendelsen av engangsmanometeret er å overvåke trykket i luftveiene.

TILBEHØR:


Mercury Medical In-Line-adapter for manometer (venstre eller høyre)
Mercury Medical stativ og slanger for manometer

ADVARSLER:

1. Må ikke koples til kilder med trykk som overstiger grensene for manometeret.
2. Bruken av in-line-adaptore vil øke dødvolumet i luftveiene, og bruken av disse anbefales ikke hvis manometeret kan koples direkte til en innebygd manometerport.



3. Når in-line-adapteren brukes på ventilatorer uten innebygde manometerporter, må Mercury Medical manometer plasseres mellom pasientventilen og pasienten.



4. Enhver alvorlig hendelse forbundet med enheten skal rapporteres til fabrikanten og kompetent myndighet i medlemsstaten der brukeren og/eller pasienten holder til.

FORSIKTIG:

1. Bare for engangsbruk. Må ikke steriliseres eller brukes flere ganger. Dette for å redusere risikoen for mulig overføring av infeksjoner.
2. Pasientens tilstand må overvåkes kontinuerlig under bruken.
3. Amerikansk lov begrenser retten til salg av denne enheten av, eller som foreskrevet av lege.
4. Gjenbruk av dette apparatet kan føre til risiko for krysskontaminasjon og at apparatet ikke virker som det skal.

Spesifikasjoner:

Område:	0-60 cm H ₂ O (83-200-0103 & 83-200-0139) 0-40 cm H ₂ O (83-200-0315) 0-25 cm H ₂ O (83-200-0428)
Varians:	±3 cm H ₂ O opp til 15 cm H ₂ O ±5 cm H ₂ O over 15 cm H ₂ O
Portstørrelse:	4,25 mm nominelt
Vekt:	10 gram nominelt
MR-betinget:	Statisk magnetfelt på 3,0 Tesla eller lavere Romlig gradient på 3000 gauss/cm eller lavere



Produsert i Malaysia 2/2020 (Nr.) 83-900-0064 Rev. 7

Manometru

(ro)

Numai pentru un singur pacient

Manometru de presiune de unică folosință

INDICAȚII DE UTILIZARE:


Utilizarea prevăzută a manometrului de unică folosință este de a oferi o metodă de monitorizare a presiunii căilor respiratorii.

ACCESORII:


Manometru de presiune în linie Mercury Medical Adaptor (stânga sau dreapta)
Mercury Medical Suport și tub de manometru de presiune

AVERTIZĂRI:

1. Nu vă conectați la surse de presiune care depășesc limitele manometrului.
2. Utilizarea adaptoarelor în linie va crește spațiul mort al căilor respiratorii, iar utilizarea acestora nu este recomandată dacă manometrul poate fi conectat direct la un port de manometru încorporat.



3. Când folosiți adaptorul în linie la reanimatori fără porturi de manometru încorporate, manometrul de presiune medicală Mercury trebuie plasat între valva pacientului și pacient.



4. Orice incident grav care a avut loc în legătură cu dispozitivul trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și / sau pacientul.

MASURI DE PRECAUTIE:

1. Utilizare unică. Nu sterilizați sau reutilizați pentru a reduce riscul unei eventuale transmiteri a infecției.
2. În timpul utilizării, starea pacientului trebuie monitorizată continuu.
3. Legea federală (SUA) restricționează vânzarea acestui dispozitiv de către sau la ordinul unui medic.
4. Reutilizarea acestui dispozitiv poate reprezenta un risc de contaminare încrucișată și este posibil ca dispozitivul să nu funcționeze conform așteptărilor.

Specificații:

Gamă:	0-60 cm H ₂ O (83-200-0103 & 83-200-0139) 0-40 cm H ₂ O (83-200-0315) 0-25 cm H ₂ O (83-200-0428)
Variație:	±3 cm H ₂ O până la 15 cm H ₂ O ±5 cm H ₂ O peste 15 cm H ₂ O
Dimensiunea portului:	4,25 mm nominal
Greutate:	10 grame nominal
MR condițional:	Câmp magnetic static de 3,0 Tesla sau mai puțin Gradient spațial de 3000 gauss / cm sau mai puțin



Fabricat în Malaezia 2/2020 #83-900-0064 Revizuire. 7

Manómetro

(es)

Únicamente para un solo paciente

Manómetro desechable para presión de las vías aéreas

INDICACIONES DE USO:


El uso indicado del manómetro desechable es ofrecer un método para monitorear la presión de las vías aéreas.

ACCESORIOS:


Adaptador del manómetro de presión en línea Mercury Medical (izquierdo o derecho)
Soporte y tubos del manómetro para presión Mercury Medical

ADVERTENCIAS:

1. No conecte a fuentes de presión que superen los límites del manómetro.
2. El uso de los adaptadores en línea aumentará el espacio muerto de las vías aéreas y su uso no se recomienda si el manómetro puede conectarse directamente a un puerto de manómetro integrado.



3. Cuando use el adaptador en línea en los resucitadores sin puertos de manómetro integrados, el manómetro para la presión Mercury Medical debe colocarse entre la válvula del paciente y el paciente.



4. Todo incidente grave que se haya producido en relación con el producto se deberá notificar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.

PRECAUCIONES:

1. Para un solo uso. No esterilice ni reutilice para disminuir el riesgo de transmisión de infecciones.
2. Durante su uso, debe monitorearse continuamente la condición del paciente.
3. Las leyes federales (EE.UU.) restringen la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción facultativa.
4. La reutilización de este dispositivo puede conllevar el riesgo de contaminación cruzada y que el dispositivo no funcione como estaba previsto.

Especificaciones:

Intervalo:	0-60 cm H ₂ O (83-200-0103 & 83-200-0139) 0-40 cm H ₂ O (83-200-0315) 0-25 cm H ₂ O (83-200-0428)
Varianza:	±3 cm H ₂ O hasta 15 cm H ₂ O ±5 cm H ₂ O sobre 15 cm H ₂ O
Tamaño del puerto:	4,25 mm nominal
Peso:	10 gramos nominal
RM condicional:	Campo magnético estático de 3,0 Teslas o menos Gradiente espacial de 3000 gauss/cm o menos



Hecho en Malasia 2/2020 n° 83-900-0064 Rev. 7

Manometer

(sv)

Engångsanvändning

Engångs luftvägstryckmanometer

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING:


Engångsmanometerns avsedda användning är att tillhandahålla en metod för att övervaka luftvägstryck.

TILLBEHÖR:


Mercury Medical in-line adapter för tryckmanometer (vänster eller höger)
Mercury Medical stativ och slangar för tryckmanometer

VARNING:

1. Anslut inte till tryckkällor som överskrider manometerens gränser.
2. Användning av in-line adaptern ökar luftvägens dead space och vi rekommenderar att inte använda dessa om manometern kan anslutas direkt till en inbyggd manometeranslutning.



3. När en in-line adapter används med mask och ballong utan inbyggda manometeranslutningar måste Mercury-manometern placeras mellan patientventilen och patienten.



4. Alla allvarliga incidenter som har uppstått i samband med anordningen skall rapporteras till tillverkaren och den reglerande myndigheten i den medlemsstat i vilken användaren och/eller patienten är etablerad.

Försiktighetsåtgärder:

1. Endast engångsanvändning. Sterilisera eller återanvänd inte för att reducera möjligheten för infektionsöverföring.
2. Vid användning ska patientens tillstånd övervakas kontinuerligt.
3. Statliga lagar i USA tillåter endast att denna utrustning säljs till eller på order av en läkare
4. Återanvändning av denna apparat kan utgöra en risk för korskontaminering och apparaten kanske inte presterar såsom avsett.

Specifikationer:

Mätområde	0 - 60 cm H ₂ O (83-200-0103 & 83-200-0139) 0 - 40 cm H ₂ O (83-200-0315) 0 - 25 cm H ₂ O (83-200-0428)
Varians:	±3 cm H ₂ O upp till 15 cm H ₂ O ±5 cm H ₂ O över 15 cm H ₂ O
Anslutningsstorlek:	4,25 mm nominell
Vikt:	10 gram nominellt
MR-säker under specifika betingelser:	Statiskt magnetiskt fält på max 3,0 tesla Spatial gradient för max 3000 gauss/cm



Tillverkad i Malaysia 2/2020 #83-900-0064 Rev. 7